AE. 9B - Bilan de matière d'une réaction chimique

Certaines réactions d'oxydoréduction font intervenir des réactifs ou des produits colorés qui permettent de suivre l'évolution de la composition du système chimique.

Problématique : Comment déterminer la composition finale d'un système chimique ?

On étudie la réaction entre l'acide oxalique de formule $H_2C_2O_4(aq)$ et les ions permanganate $MnO_4^-(aq)$ venant d'une solution de permanganate de potassium de formule $(K^+ + MnO_4^-)$. Les solutions aqueuses contenant l'ion permanganate $MnO_4^-(aq)$ sont violettes. C'est la seule espèce colorée du système.

Matériel mis à disposition :

- solution acidifiée de permanganate de potassium $(K^+ + MnO_4^-)$ de concentration $C_1 = 3.0 \times 10^{-2} \ mol. \ L^{-1}$
- acide oxalique en solution $C_2 = 1.5 \times 10^{-1} \, mol. \, L^{-1}$.
- pipettes jaugées de 5,0 mL; 10,0 mL, 20,0 mL avec pipeteur
- pipette graduée de 25,0 mL
- béchers

Document 1: Le réactif limitant

Lors d'une transformation chimique, des réactifs sont consommés (leurs quantités de matière diminuent) et des produits sont formés (leurs quantités de matière augmentent).

Au terme de la transformation, l'état final est atteint : les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel n'évoluent plus. Si la transformation chimique est totale, au moins l'un des réactifs a été totalement consommé : **c'est le réactif limitant.**

Dans le cas particulier où, dans l'état final, tous les réactifs ont été consommés, on dit qu'ils ont été introduits dans les proportions stœchiométriques.

Détermination du limitant :

- Identifier les coefficients stœchiométriques devant chaque réactif.
- Par exemple une réaction avec A et B réactif réagissant selon l'équation : aA + bB →
- Déterminer les quantités de matière initiales de A et B (notées par exemple n₀(A) et n₀(B))
- Les comparer :

$$\frac{n_{0(A)}}{a} < \frac{n_{0(B)}}{b} \rightarrow A \ limitant \ et \ inversement \ \frac{n_{0(A)}}{a} > \frac{n_{0(B)}}{b} \rightarrow B \ limitant$$

Document 2 : Réaction chimique

Etablir l'équation de la réaction entre les ions permanganate $MnO_4^-(aq)$ et l'acide oxalique $H_2C_2O_4(aq)$.

<u>Données</u>: Couples oxydant/réducteur : MnO_4^-/Mn^{2+} et $CO_2/H_2C_2O_4$

$$2 \text{ MnO}_4^- + 5 \text{ H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2 \text{ Mn}^{2+} + 10 \text{ CO}_2 + 8 \text{ H}_2\text{O}$$

Chap. 9

TRAVAIL A FAIRE:

Expérience 1





- a) Verser dans un bécher ① contenant un volume $V_1=10.0~mL$ de solution d'acide oxalique. Mettre sous agitation. Verser un volume $V_2=10.0~mL$ de permanganate de potassium de concentration en quantité de matière $C_1=3.0\times 10^{-2}~mol.~L^{-1}$. Appelez l'enseignantE pour ajouter l'acide sulfurique.
- b) Attendre quelques minutes.

Expérience 2 :





- a) Verser dans un bécher ② contenant un volume $V_1 = 10.0 \, mL$ de solution d'acide oxalique. Mettre sous agitation. Verser un volume $V_2 = 20.0 \, mL$ de permanganate de potassium de concentration en quantité de matière $C_1 = 3.0 \times 10^{-2} \, mol. \, L^{-1}$. Appelez l'enseignantE pour ajouter l'acide sulfurique.
- b) Attendre quelques minutes.

Questions

- a) Quelle observation permet d'affirmer qu'une transformation chimique a lieu ?
- b) En déduire comment évolue la quantité d'ions permanganate au cours du temps dans les expériences 1 et 2
- c) Identifier le réactif limitant (voir document 1 ou cours) en exploitant les observations.
- d) Dans chacune des expériences 1 et 2 calculer les quantités de matière initiales des réactifs $n_0(MnO_4^-)$ et $n_0(H_2C_2O_4)$ et les exprimer en mmol.
- e) Compléter le tableau d'avancement de la réaction (*voir feuille annexe*). L'eau et les ions H^+ étant en large excès par rapport aux autres espèces, on notera « excès » dans leur colonnes respectives.
- f) Déterminer le réactif limitant (voir cours ou document 1)
- g) Est-ce cohérent avec la réponse de la question c?
- h) Quel volume faudrait-il pour changer de réactif limitant ?

Expérience 3

- a) Verser dans un bécher ① contenant un volume $V_1 = 10.0 \, mL$ de solution d'acide oxalique. Mettre sous agitation. Appelez l'enseignantE pour ajouter l'acide sulfurique. Verser progressivement un volume $V_2 = 25.0 \, mL$ de permanganate de potassium de concentration en quantité de matière $C_1 = 3.0 \times 10^{-2} \, mol. \, L^{-1}$. Soyez particulièrement attentifs quand vous arrivez vers 25,0mL
- b) Attendre un peu. Observer.
- c) Rajouter quelques gouttes de permanganates au besoin.

Questions:

- a) Identifier le réactif limitant en exploitant les observations.
- b) Vos observations confirment-elles la réponse à la question h?
- c) Comment qualifie-t-on les proportions obtenues quand on a versé exactement $V_2=25,0\ mL$ de permanganate ?

Chap. 9

Expérience 1

Equation Chimique							
Etat du Système	Avanceme nt (mmol)	$n(MnO_4^-)$	$n(H_2C_2O_4)$	$n(H^+)$	$n(Mn^{2+})$	$n(CO_2)$	$n(H_2O)$
Etat initial	x = 0			excès			excès
Etat intermédiaire	х			excès			excès
Etat final	x_{max}			excès			excès

Expérience 2

Equation Chimique							
Etat du Système	Avanceme nt (mmol)	$n(MnO_4^-)$	$n(H_2C_2O_4)$	$n(H^+)$	$n(Mn^{2+})$	$n(CO_2)$	$n(H_2O)$
Etat initial	x = 0			excès			excès
Etat intermédiaire	x			excès			excès
Etat final	x_{max}			excès			excès