


Fiche Regressi – Chronophotographie

1ère étape : ouvrir Regressi pour l'analyse Vidéo





2ème étape : Veiller à ce que l'encodage 2 soit sélectionné :



3ème étape : ouvrir le fichier vidéo




4ème étape : Etalonner l'image




5ème étape : Choisir l'emplacement du repère et l'orientation des axes x et y




6ème étape : Avancer image par image et choisir la première image à pointer (par exemple ici, on repère l'instant où la balle est lâchée)




7ème étape : Cliquez sur le bouton « Mesurer »




8ème étape : Réaliser le pointage en cliquant sur la balle :



9ème étape : Cliquer sur  Traitier




10ème étape : Cliquer sur graphe pour visualiser le graphique



11ème étape : Cliquer sur « Coordonnées » pour choisir une couleur et une forme de points visibles !



12ème étape : ajouter un titre et votre nom au graphique avec l'outil texte



13ème étape : Copier le graphique pour le coller dans un traitement de texte

