
AE.9C - La bouteille bleue :

Capacité travaillée :

- Elaborer et mettre en œuvre un protocole de dissolution
- Prélever une quantité de matière d'une espèce chimique
- Calculer une masse molaire moléculaire

De l'entité à la masse



Principal représentant des oses, le « sucre de raisin » C₆H₁₂O₆ est le carburant omniprésent dans toute forme de vie, des bactéries aux êtres humains.



Atome	Н	С	О	Na
Masse (en kg)	$1,66 \times 10^{-27}$	$1,99 \times 10^{-26}$	$2,66 \times 10^{-26}$	$3,82 \times 10^{-26}$

- 1. Identifier la formule brute du glucose à partir des documents.
- 2. Indiquer le nombre d'atomes de chaque élément présent.
- 3. Combien y a-t-il de molécules glucose sodium dans l'échantillon mis à votre disposition ?

2ème partie:

Afin de faire passer d'une description microscopique à macroscopique, on regroupe les entités par paquets.

4. Combien y a-t-il de moles de glucose dans l'échantillon mis à votre disposition ?

Activité expérimentale

1.	La masse	molaire	moléculaire	est la mass	e d'une m	ole de molécules.
----	----------	---------	-------------	-------------	-----------	-------------------

La masse molaire moléculaire se calcule en ajoutant les masses molaires des atomes qui constituent la molécule.

-	Calculez la masse molaire moléculaire du glucose C ₆ H ₁₂ O ₆ :
	Calcul : M(C ₆ H ₁₂ O ₆) =
	Résultat : $M(C_6H_{12}O_6) = \dots$

2. Masse et quantité de matière

La masse m d'une substance s'exprime en grammes (g) et la quantité de matière en moles (mol)

- Etablir la relation entre masse et quantité de matière :

Dans un Erlenmeyer sec introduire 100 mL de la solution d'hydroxyde de sodium de concentration en masse

Ajouter 2,2.10⁻³ mol de glucose en poudre (C₆H₁₂O₆) Quelques gouttes de bleu de méthylène et boucher immédiatement l'erlenmeyer